




POSIZIONAMENTI
Sistemi di posizionamento

Cinture e pettorine

Ausili di posizionamento basici o "geriatrici"

Cintura addominale semplice



Cintura addominale da sedia o carrozzina, fissata posteriormente attraverso fibbia. Regolabile in lunghezza in base alle dimensioni dell'utente, ha funzioni di contenimento ed antiscivolamento.

Codice articolo	Descrizione	min-max
ALLM PGAD M	Cintura addominale semplice misura M attacco con fibbia	90-165 cm
ALLM PGAD L	Cintura addominale semplice misura L attacco con fibbia	115-200 cm


Cintura divaricatrice



Agevola il mantenimento di una corretta postura in carrozzina o su una sedia, evitando che l'utente scivoli in avanti e mantenendo le gambe in posizione divaricata. Il rivestimento dei bordi laterali delle fasce inguinali favorisce il confort dell'utente.

Codice articolo	Descrizione
ALLM PGDIVAR	Cintura divaricatrice

Pettorina con cintura addominale



Pettorina che con una cintura addominale dotata di fissaggio in velcro, rafforzato da una chiusura laterale con cinghia e fibbia in acciaio, crea un sistema di contenimento ed antiscivolamento dalla carrozzina. La pettorina si avvale di due fasce fissate con fibbia regolabile ed è dotata di una piccola tasca portaoggetti. Bordi rifiniti per assicurare confort all'utente.

Codice articolo	Descrizione	min-max
ALLM PGPETTOR M	Pettorina con cintura addominale misura M	100-150 cm
ALLM PGPETTOR L	Pettorina con cintura addominale misura L	120-175 cm

Pettorina con chiusura a magneti



Pettorina di contenimento ed antiscivolamento in carrozzina con sistema di chiusura "Salvaclip". Il bottone di sicurezza può essere sbloccato solo con chiave magnetica, questo per gestire utenti con problemi comportamentali. Cinghie forate regolabili in base alle dimensioni dell'utente, bordi rifiniti per assicurare confort e tessuto traspirante.

Codice articolo	Descrizione	min-max
ALLM PGPETMAGN S	Pettorina con chiusura a magneti "Salvaclip" misura S	90-115 cm
ALLM PGPETMAGN M	Pettorina con chiusura a magneti "Salvaclip" misura M	100-135 cm
ALLM PGPETMAGN L	Pettorina con chiusura a magneti "Salvaclip" misura L	115-150 cm

Cintura addominale/perineale con chiusura in velcro



La cintura addominale/perineale geriatrica è stata realizzata per stabilizzare la seduta di utenti affetti da debolezza e scarso equilibrio consentendo allo stesso tempo libertà di movimento al busto e alla parte superiore del corpo. La fascia perineale infatti sostiene l'utente evitandone la caduta. La cintura con bande in velcro è regolabile. Disponibile in due diverse misure.

Codice articolo	Descrizione	min-max
ALLM PGADPER M	Cintura addominale/perineale con velcro misura M	90-165 cm
ALLM PGADPER L	Cintura addominale/perineale con velcro misura L	115-200 cm

Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie



Agevola il corretto posizionamento e il mantenimento della postura grazie ad una particolare e studiata composizione della sezione interna. Quest'ultima consente al caregiver di posizionare l'utente riducendo lo sforzo su schiena e articolazioni superiori. Le tre bande rosse ad elevato grip sulla superficie interna, limitano lo scivolamento in avanti ed il conseguente disallineamento dei segmenti corporei. Permette la movimentazione in un'unica direzione. Su ciascun lato una coppia di cinghie consente la presa da parte dell'assistente, mentre sul lato corto le due cinghie permettono di allacciare il telo al telaio di una carrozzina o ad una sedia.

Codice articolo	Descrizione
TR ONEWAY130X45	Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie 45x130 cm




POSIZIONAMENTI
Sistemi di posizionamento

Da letto

Cintura da letto

- ↗ cintura 118 cm
- ⊗ minimo utilizzo 80 cm
- ⊗ massimo utilizzo 105 cm
- 🌀 max 40°



Cintura che garantisce la **sicurezza** di utenti prevenendo cadute da letto, evitando movimenti all'interno e favorendo il mantenimento di una particolare posizione. Composta da una sezione con chiusura in velcro più fibbia e gancio in acciaio per il fissaggio dell'utente ed ulteriore sezione per l'ancoraggio al letto con fibbia e ganci in acciaio.

Codice articolo	Descrizione
ALLM PGCINTLET	Cintura da letto

Pigiama anti-caduta BODYFIX

Il pigiama anticaduta BODYFIX è un ausilio di contenimento per pazienti con mobilità limitata e disturbi cognitivi lievi. Previene la caduta dell'utente e la manipolazione da parte dello stesso, degli ausili medici come tubi o cateteri. Il sistema è applicabile al materasso tramite quattro angoli elastici, adattabile ad un letto singolo.

Grazie al suo speciale design, BODYFIX trattiene l'utente ma permette allo stesso tempo di effettuare con facilità cambiamenti di postura e di sedersi in comodità. Vi sono inoltre due aperture laterali in velcro per permettere il passaggio di tubi e altri ausili.


La zip di chiusura è rinforzata. BODYFIX non è un sistema di immobilizzazione, quindi non è adatto all'utilizzo per pazienti particolarmente agitati o aggressivi.



🌀 max 90°

Codice articolo	Descrizione
ALLM BODYFIX	Pigiama anti-caduta BODYFIX

Traversa MEDICOVER 5 strati con ali



La traversa ultra assorbente MEDICOVER è un dispositivo altamente permeabile per utenti affetti da incontinenza, ideato per proteggere al meglio materassi e indumenti. Si tratta di un telo costituito da 5 strati di tessuto ad alto assorbimento, caratteristica che lo rende particolarmente confortevole perchè in grado di trattenere i liquidi, mantenendo asciutto lo strato direttamente a contatto con l'utente. Le due pratiche ali, vanno posizionate sotto il materasso in maniera da limitare gli spostamenti della traversa. MEDICOVER è traspirante e riutilizzabile, lavabile in lavatrice fino a 90°.



Codice articolo	Descrizione
ALLM MEDICOVER	Traversa MEDICOVER 5 strati con ali 70x90 cm

Fasce ferma braccio con chiusura in velcro



Le fasce consentono di immobilizzare le braccia di un paziente allettato, attraverso un contenimento confortevole e sicuro. La composizione, prevalentemente in poliestere ipoallergenico e traspirante, previene l'eccessiva pressione sui polsi (e conseguenti abrasioni). La chiusura è realizzata in velcro, le fasce vengono allacciate al telaio del letto attraverso l'apposita cinghia.

🌀 max 40°



Codice articolo	Descrizione
ALLM FERMBRAC M	Coppia di fasce ferma braccio con chiusura in velcro misura M
ALLM FERMBRAC L	Coppia di fasce ferma braccio con chiusura in velcro misura L