



## POSIZIONAMENTI

### Sistemi di posizionamento

## Cuscini

### Prevenzione antidecubito

Il corretto posizionamento con un'adeguata distribuzione dei carichi è fondamentale per prevenire l'insorgere di piaghe da decubito o altri effetti indesiderati conseguenti al mantenimento protratto nel tempo di posizioni statiche, sia a letto che seduti. Alcuni ausili o l'utilizzo combinato di diversi di essi permettono di ovviare a questi problemi.



### Cuscino a "S"



↗ 150 cm  
⊘ 18 cm

Previene le pressioni eccessive principalmente sui trocanteri. È utile per le posizioni sul fianco a 30°. La grande superficie di contatto permette di alleviare il carico su diversi segmenti corporei. Cover traspirante ed impermeabile. Interno in microsfere di polistirolo per un adeguato mix di stabilità e confort.

| Codice articolo | Descrizione                                |
|-----------------|--|
| ALLPA CUSCS     | Cuscino a "S" in microsfere di polistirolo |

### Cuscino "a mezzaluna"



↗ 100 cm  
⊘ 20 cm

Utilizzato principalmente per alleviare i carichi nelle zone del trocantere, dei gomiti, dei talloni e malleoli e nella zona sacrale e ischiatica. Cover traspirante ed impermeabile. Interno in microsfere di polistirolo per un adeguato mix di stabilità e confort.

| Codice articolo | Descrizione  |
|-----------------|--|
| ALLPA MEZLUN    | Cuscino "a mezzaluna" in microsfere di polistirolo |

### Cuscino semicircolare



↗ 50 cm  
⊘ 14 cm

Indicato per la parte superiore del corpo ovvero per la zona intorno al capo e alla testa. Cover traspirante ed impermeabile. Interno in materiale viscoelastico per un'adeguata prevenzione.

| Codice articolo | Descrizione                                      |
|-----------------|--|
| ALLPA CUSEMICIR | Cuscino semicircolare in materiale viscoelastico |

### Cuscino "a tubo"



↗ 70 cm  
⊘ 15 cm

Allevia i carichi nelle zone del trocantere, dei gomiti, dei talloni e malleoli e nella zona sacrale e ischiatica. Cover traspirante ed impermeabile. Interno in materiale viscoelastico per un'adeguata prevenzione.

| Codice articolo | Descrizione                                 |
|-----------------|---|
| ALLPA CUSTUB    | Cuscino "a tubo" in materiale viscoelastico |

### Cuscino rettangolare universale



↗ 53 cm  
↔ 35 cm

Utilizzato principalmente per alleviare i carichi nelle zone del trocantere, dei gomiti, dei talloni, malleoli e nella zona sacrale e ischiatica. Cover traspirante ed impermeabile. Interno in materiale viscoelastico per un'adeguata prevenzione.

| Codice articolo | Descrizione                                     |
|-----------------|---|
| ALLPA CUSRET    | Cuscino rettangolare in materiale viscoelastico |

### Proteggi gomito



↗ 30 cm  
↔ 36 cm  
⌚ max 40°

Realizzato in tessuto misto poliestere e cotone, per confort, traspirabilità e durata. Fissaggio attraverso fasce regolabili in velcro. Interno in materiale viscoelastico per un'adeguata prevenzione.

| Codice articolo | Descrizione                    |
|-----------------|--------------------------------|
| ALLPA PROTGOM   | Proteggi gomito - taglia unica |

### Proteggi tallone



↗ 29 cm  
↔ 12-19 cm  
↑ 21 cm  
⌚ max 40°

Realizzato in tessuto misto poliestere e cotone, per confort, traspirabilità e durata. Fissaggio attraverso fasce regolabili in velcro. Interno in materiale viscoelastico per un'adeguata prevenzione.

| Codice articolo | Descrizione                     |
|-----------------|---------------------------------|
| ALLPA PROTALL   | Proteggi tallone - taglia unica |



**POSIZIONAMENTI**  
Sistemi di posizionamento

**Cuscini**

**Imbottitura protettiva-di posizionamento per sponde letto**

Misura 1

- ↗ 140 cm
- ↕ (altezza) 34 cm
- ↕ (spessore) 3 cm
- 🔄 max 90°

Misura 2

- ↗ 190 cm
- ↕ (altezza) 34 cm
- ↕ (spessore) 3 cm
- 🔄 max 90°



Materassino per la protezione dell'utente dalle lesioni contro la sponda del letto.

L'imbottitura è morbida ed impedisce all'utente di posizionare le braccia tra le barre della sponda. Per un rapido fissaggio e smontaggio è dotata di quattro cinghie con fibbia regolabile.

Disponibile in due misure dalla diversa lunghezza.

| Codice articolo  | Descrizione   |
|------------------|---|
| ALLM IMBSPOND140 | Imbottitura protettiva-di posizionamento per sponda letto 140x34 cm |
| ALLM IMBSPOND190 | Imbottitura protettiva-di posizionamento per sponda letto 190x34 cm |

**Applicazioni integrate per la prevenzione delle piaghe da decubito**

**PREVENZIONE ALLE GINOCCHIA E ALLE ANCHE**

Le gambe in abduzione riducono i carichi sulle ginocchia e le anche. Con questi tre cuscini si ottiene l'effetto desiderato.



**PREVENZIONE AL SACRO, ISCHI E TALLONI, GOMITI E SPALLE**

Alcune posizioni di seduta o da letto portano uno scivolamento verso il basso aumentando le forze di taglio e l'insorgere di piaghe. Questa combinazione evita tale effetto.



**SUPPORTO ALLE GINOCCHIA E ALLA ZONA CERVICALE**

Scarico della zona cervicale, supporto delle ginocchia con conseguente scarico dei talloni.



**SCARICO DEL TALLONE**



**PIEDE EQUINO**



**POSIZIONAMENTO SUL FIANCO**

Nella posizione sul fianco i cuscini supportano le gambe e le anche dell'utente, distribuendo i carichi.

A 135°



A 30°

