



## POSIZIONAMENTI

### Posizionamento in carrozzina

### Cinture standard, divaricatrice e con Pin Lock

#### Cintura addominale



↗ 155 cm  
↕ 3,7 cm

Cintura addominale semplice con clip ad aggancio/sgancio rapido in acciaio, fibbia in plastica con angoli smussati. Questa cintura permette di stabilizzare utenti in carrozzina riducendo il rischio di caduta in avanti ed è dotata di cinghia dalla lunghezza regolabile. La cintura è costituita da una trama di fili polimerici (stessa composizione della cintura di sicurezza auto).

Codice articolo	Descrizione
RICNT 1	Cintura addominale

#### Cintura divaricatrice allMOBILITY

↔ 40 cm  
↗ 60 cm  
🕒 max 30°



Questa cintura, posizionata nella zona mediale della coscia, permette di contenere le rotazioni e lo scivolamento del bacino di utenti in carrozzina. Imbottitura per garantire il massimo comfort, la cintura è dotata di cinghie regolabili in funzione delle esigenze dell'utente. Realizzata in materiale morbido e traspirante, presenta bordi rifiniti. Facilmente e velocemente fissabile su qualsiasi modello in carrozzina.

Codice articolo	Descrizione
RICINTDIV	Cintura divaricatrice allMOBILITY

#### Cintura pelvica Pelvi Loc

Cintura pelvica ottimale per sport quali basket, tennis o wheelchair hockey. Usata con profitto anche in sistemi di postura complessi per posizionare in maniera corretta il bacino. Lo speciale sistema di chiusura consente di mettere in tensione senza il minimo sforzo e grazie al sistema di sgancio rapido è possibile allentare e sganciare la cintura con la massima velocità. Disponibile in tre misure: Small, Medium, Large da scegliere in relazione alle dimensioni del bacino dell'utente.

N.B. Data l'alta tensione che la cintura è in grado di provocare è indispensabile che l'utilizzo di Pelvi Loc su sistemi di postura complessi venga valutata da un tecnico ed un terapeuta.



Riconducibili per omogeneità funzionale\* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.163 | Cintura pelvica

\*a discrezione del medico specialista

Codice articolo	Descrizione
ALL PEL S	Cintura pelvica Pelvi Loc Small (bacino 20-32 cm)
ALL PEL M	Cintura pelvica Pelvi Loc Medium (bacino 34-36 cm)
ALL PEL L	Cintura pelvica Pelvi Loc Large (bacino 36-46 cm)

#### Cintura a 4 punti



↗ 200 cm

Codice articolo	Descrizione
RICNT 4	Cintura a 4 punti

Cintura a 4 punti di fissaggio con bretellaggio, clip a aggancio/sgancio rapido in acciaio e regolatori per lunghezza del bretellaggio. Permette di stabilizzare utenti in carrozzina riducendo il rischio di cadute in avanti. In materiale molto resistente è costituita da una trama di fili polimerici (come le cinture di sicurezza auto) e garantisce la massima sicurezza per l'utente. Lunghezza totale 200 cm.

#### Cintura addominale con Pin Lock



↗ 155 cm  
↕ 5 cm

Cintura addominale semplice con bottone di sgancio Pin Lock. Realizzata in materiale molto resistente (trama di fili polimerici, come le cinture di sicurezza delle auto), è dotata di fibbie in plastica con angoli smussati e regolazione della lunghezza.

Il pulsante Pin Lock consente di prevenire lo sgancio della cintura da parte di utenti con disturbi comportamentali, che non accettino l'utilizzo del sistema di posizionamento o ancora aperture indesiderate. È possibile soltanto attraverso un oggetto sottile ed appuntito come una penna oppure una matita, è impossibile dunque sganciare la cintura attraverso l'uso delle dita.

Codice articolo	Descrizione
RICINTAD PIN	Cintura addominale con pulsante di sgancio Pin Lock



POSIZIONAMENTI

Posizionamento in carrozzina

Cinture, pettorine e telo

Ausili di posizionamento basici o "geriatrici"

Cintura addominale semplice



Cintura addominale da sedia o carrozzina, fissata posteriormente attraverso fibbia. Regolabile in lunghezza in base alle dimensioni dell'utente, ha funzioni di contenimento ed antiscivolamento.

Codice articolo	Descrizione	min-max
ALLM PGAD M	Cintura addominale semplice misura M attacco con fibbia	90-165 cm
ALLM PGAD L	Cintura addominale semplice misura L attacco con fibbia	115-200 cm


Cintura divaricatrice



Agevola il mantenimento di una corretta postura in carrozzina o su una sedia, evitando che l'utente scivoli in avanti e mantenendo le gambe in posizione divaricata. Il rivestimento dei bordi laterali delle fasce inguinali favorisce il confort dell'utente.

Codice articolo	Descrizione
ALLM PGDIVAR	Cintura divaricatrice


Pettorina con cintura addominale



Pettorina che con una cintura addominale dotata di fissaggio in velcro, rafforzato da una chiusura laterale con cinghia e fibbia in acciaio, crea un sistema di contenimento ed antiscivolamento dalla carrozzina. La pettorina si avvale di due fasce fissate con fibbia regolabile ed è dotata di una piccola tasca portaoggetti. Bordi rifiniti per assicurare confort all'utente. Disponibile in due diverse misure.

Codice articolo	Descrizione	min-max
ALLM PGPETTOR M	Pettorina con cintura addominale misura M	100-150 cm
ALLM PGPETTOR L	Pettorina con cintura addominale misura L	120-175 cm

Cintura addominale/perineale con chiusura in velcro



La cintura addominale/perineale geriatrica è stata realizzata per stabilizzare la seduta di utenti affetti da debolezza e scarso equilibrio consentendo allo stesso tempo libertà di movimento al busto e alla parte superiore del corpo. La fascia perineale infatti sostiene l'utente evitandone la caduta. La cintura con bande in velcro è regolabile. Disponibile in due diverse misure.

Codice articolo	Descrizione	min-max
ALLM PGADPER M	Cintura addominale/perineale con velcro misura M	90-165 cm
ALLM PGADPER L	Cintura addominale/perineale con velcro misura L	115-200 cm

Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie



← 45 cm  
↗ 130 cm  
⦿ max 40°

Agevola il corretto posizionamento e il mantenimento della postura grazie ad una particolare e studiata composizione della sezione interna. Quest'ultima consente al caregiver di posizionare l'utente riducendo lo sforzo su schiena e articolazioni superiori.

Le tre bande rosse ad elevato grip sulla superficie interna, limitano lo scivolamento in avanti ed il conseguente disallineamento dei segmenti corporei.

Permette la movimentazione in un'unica direzione. Su ciascun lato una coppia di cinghie consente la presa da parte dell'assistente, mentre sul lato corto le due cinghie permettono di allacciare il telo al telaio di una carrozzina o ad una sedia.

Codice articolo	Descrizione
TR ONEWAY130X45	Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie 45x130 cm