



## POSIZIONAMENTI

### Sistemi di posizionamento

## Cinture standard, Pelvi Loc e con Pin Lock

### Cintura addominale



↗ 155 cm  
↕ 3,7 cm

Cintura addominale semplice con clip ad aggancio/sgancio rapido in acciaio, fibbia in plastica con angoli smussati.

Questa cintura permette di stabilizzare utenti in carrozzina riducendo il rischio di caduta in avanti ed è dotata di cinghia dalla lunghezza regolabile. La cintura è costituita da una trama di fili polimerici (stessa composizione della cintura di sicurezza auto).

Codice articolo	Descrizione
RICNT 1	Cintura addominale

### Cintura divaricatrice



↔ 35 cm  
↗ 44 cm  
🕒 max 30°

Questa cintura, posizionata nella zona mediale della coscia, permette di contenere le rotazioni e lo scivolamento del bacino di utenti in carrozzina. Imbottitura per garantire il massimo confort, la cintura è dotata di cinghie regolabili in funzione delle esigenze dell'utente e presenta bordi rifiniti. Facilmente e velocemente fissabile su qualsiasi modello in carrozzina. Lavabile in lavatrice a temperatura massima 30°.

Codice articolo	Descrizione
RICINTDIV	Cintura divaricatrice

### Cintura pelvica Pelvi Loc

Cintura pelvica ottimale per sport quali basket, tennis o wheelchair hockey. Usata con profitto anche in sistemi di postura complessi per posizionare in maniera corretta il bacino. Lo speciale sistema di chiusura consente di mettere in tensione senza il minimo sforzo e grazie al sistema di sgancio rapido è possibile allentare e sganciare la cintura con la massima velocità. Disponibile in tre misure: Small, Medium, Large da scegliere in relazione alle dimensioni del bacino dell'utente.

N.B. Data l'alta tensione che la cintura è in grado di provocare è indispensabile che l'utilizzo di Pelvi Loc su sistemi di postura complessi venga valutata da un tecnico ed un terapeuta.




Riconducibili per omogeneità funzionale\* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.163 | Cintura pelvica

\*a discrezione del medico specialista

Codice articolo	Descrizione
ALL PEL S	Cintura pelvica Pelvi Loc Small (bacino 20-32 cm)
ALL PEL M	Cintura pelvica Pelvi Loc Medium (bacino 34-36 cm)
ALL PEL L	Cintura pelvica Pelvi Loc Large (bacino 36-46 cm)

### Cintura a 4 punti



↗ 200 cm

Codice articolo	Descrizione
RICNT 4	Cintura a 4 punti


Cintura a 4 punti di fissaggio con bretellaggio, clip a aggancio/sgancio rapido in acciaio e regolatori per lunghezza del bretellaggio. Permette di stabilizzare utenti in carrozzina riducendo il rischio di cadute in avanti. In materiale molto resistente è costituita da una trama di fili polimerici (come le cinture di sicurezza auto) e garantisce la massima sicurezza per l'utente. Lunghezza totale 200 cm.

### Cinture di posizionamento standard con pulsante di sgancio Pin Lock

Il pulsante Pin Lock consente di prevenire lo sgancio della cintura da parte di utenti con disturbi comportamentali, che non accettino l'utilizzo del sistema di posizionamento o ancora aperture indesiderate. nte è possibile soltanto attraverso un oggetto sottile ed appuntito come una penna oppure una matita, è impossibile dunque sganciare la cintura attraverso l'uso delle dita.



### Cintura addominale con Pin Lock



↗ 155 cm  
↕ 5 cm

Cintura addominale semplice con bottone di sgancio Pin Lock. Realizzata in materiale molto resistente (trama di fili polimerici, come le cinture di sicurezza delle auto), è dotata di fibbie in plastica con angoli smussati e regolazione della lunghezza.

Codice articolo	Descrizione
RICINTAD PIN	Cintura addominale con pulsante di sgancio Pin Lock