



POSIZIONAMENTI

Posizionamento in carrozzina

Cuscino con autogonfiaggio, cuscino SUPERGEL

Cuscino preventivo Air Pad



Air Pad è consigliato per la prevenzione antidecubito a basso rischio (*livello II EPUAP*). Fornito con cover traspirante, che garantisce il massimo confort in qualsiasi situazione ambientale (caldo o freddo), rimovibile (grazie alla chiusura con zip) e lavabile. La base della fodera è antiscivolo mentre la superficie superiore non genera attrito con la pelle e consente un elevato e prolungato confort. Disponibile in differenti versioni a seconda delle dimensioni del cuscino, la cui altezza è pari a 8 cm.

Realizzato in schiuma visco elastica, Air Pad è dotato di un sistema di auto-gonfiaggio che, senza l'utilizzo di una pompa, favorisce il corretto posizionamento realizzando una forma ergonomica capace di adattarsi alle necessità dell'utente. Tutto questo avviene semplicemente regolando la quantità di aria presente all'interno del cuscino attraverso l'utilizzo della valvola presente su un lato. Il cuscino è utilizzabile su carrozzine, sedie, divani o poltrone ed è ideato per consentire una perfetta distribuzione del peso dell'utente, riducendo la pressione media di seduta.



Codice articolo	Descrizione	←→	↖↗	↑↓	min	max
ALLM AIRPAD40x40	Cuscino preventivo Air Pad misura 40x40 cm	40 cm	40 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD43x43	Cuscino preventivo Air Pad misura 43x43 cm	43 cm	43 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD45x40	Cuscino preventivo Air Pad misura 45x40 cm	45 cm	40 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD45x45	Cuscino preventivo Air Pad misura 45x45 cm	45 cm	45 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD48x43	Cuscino preventivo Air Pad misura 48x43 cm	48 cm	43 cm	8 cm	30 kg	150 kg

Fodera cuscino Air Pad per incontinenti



Fodera impermeabile per Air Pad per utenti incontinenti, disponibile per tutte le versioni del cuscino.

Codice articolo	Descrizione
ALLM FODAIR40	Cover Cuscino Air Pad 40x40 cm per incontinenti
ALLM FODAIR43	Cover Cuscino Air Pad 43x43 cm per incontinenti
ALLM FODAIR45	Cover Cuscino Air Pad 45x40 cm per incontinenti
ALLM FODAIR45LX2	Cover Cuscino Air Pad 45x45 cm per incontinenti
ALLM FODAIR48	Cover Cuscino Air Pad 48x43 cm per incontinenti


Cuscino per carrozzina



Cuscino in schiuma per carrozzine standard. Fodera in cotone rimovibile di colore nero.

Codice articolo	Descrizione
RICUS 38x40	Cuscino dimensioni 38x40 cm
RICUS 40x40	Cuscino dimensioni 40x40 cm
RICUS 40x43	Cuscino dimensioni 40x43 cm
RICUS 43x43	Cuscino dimensioni 43x43 cm
RICUS 45x45	Cuscino dimensioni 45x45 cm


Cuscino SUPERGEL



Il cuscino Supergel è formato da una base di schiuma viscoelastica con leggera sagomatura (prodotta da Basf®), con l'aggiunta di una parte in gel poliuretano a doppia densità nelle parti di appoggio degli ischi, dove le pressioni sono maggiori.

Questo gel (che è un mix di polioli e isocianato) è utilizzato per le capacità di assorbimento degli impatti. Inoltre, non contenendo plastificanti, ha il vantaggio che, a differenza di alcuni gel a base acqua o siliconici, non perde la forma, non indurisce, non invecchia e non si rompe. La forma sagomata permette di distribuire maggiormente il carico pressorio ed contribuisce ad evitare gli scivolamenti anteriori.

La cover rimovibile in dotazione, è in tessuto 3D traspirante. È dotata di maniglia di presa, ha la zip (coperta) ed è rimovibile ed il fondo antiscivolo.



Traspirante Cover antiscivolo



Lavabile in lavatrice a 60°. Il cuscino, a media prevenzione, è stato sottoposto a specifici test per verificare e ottimizzare la resistenza allo scivolamento anteriore, la distribuzione della pressione, il microclima (umidità e temperatura), la capacità di resistenza all'affondamento delle tuberosità ischiatiche e le capacità di ammortizzazione. L'altezza del cuscino Supergel è di 6 cm, è disponibile in 3 misure.

Codice articolo	Descrizione
ALLMCUS GEL41	Cuscino con inserto in gel e cover traspirante 41x41 cm altezza 6 cm
ALLMCUS GEL43	Cuscino con inserto in gel e cover traspirante 43x43 cm altezza 6 cm
ALLMCUS GEL45	Cuscino con inserto in gel e cover traspirante 45x45 cm altezza 6 cm



POSIZIONAMENTI
Posizionamento in carrozzina

Body Map

Sistema posturale e preventivo Body Map




Il sistema Body Map nasce da una attenta analisi sui problemi di seduta e posizionamento sia per adulti che per pazienti in età evolutiva. Offre vantaggi sul piano della **stabilità della postura** o della **prevenzione delle piaghe da decubito**.

È un cuscino perfetto per i pazienti con **paralisi cerebrale, scoliosi, gibbi pronunciati o grosse asimmetrie**.

Body Map può adattarsi in modo preciso alle svariate esigenze posturali di un utente sia durante la normale postura seduta che sdraiata, **prevenendo anche le problematiche legate alla cattiva distribuzione dei carichi**.

Il metodo del sottovuoto, levando l'aria all'interno permette ai granuli di polistirolo di configurare il dispositivo della forma e la durezza desiderata. La pompa fornita in dotazione permette di eseguire facilmente l'operazione

Il tessuto **Activ Pren**, appositamente studiato, aumenta i benefici di questi dispositivi. È un tessuto a quattro strati (quelli all'interno forati) concepito per fornire confort, circolazione dell'aria e assorbimento del sudore.





Grazie alla **qualità della produzione**, curata nella qualità dei materiali interni e delle cuciture, il sistema di sotto vuoto creato può essere mantenuto per alcune settimane.

Non sono necessarie quindi "manutenzioni" giornaliere (generalmente un controllo settimanale è sufficiente). Viene viceversa consigliato di sfruttare questi "plus" di facile adattabilità e modellabilità, valutando la personalizzazione ogni volta che si posiziona l'ausilio in modo da mantenere efficacemente la distribuzione dei carichi scelta.

GAMMA COMPLETA ed ACCESSORI Body Map

La linea Body Map è stata sviluppata in un'ampia serie di forme e misure, utili a soddisfare tante e differenti esigenze posturali. Nelle schede d'ordine sono disponibili ulteriori versioni e configurazioni del sistema Body Map.

È possibile ordinare accessori come la **pompa elettrica** (utile per i dispositivi di maggiori dimensioni), **cover con inserto in memory foam** o **cover in cotone**, **fascette in velcro di posizionamento** o **sacche di materiale di riempimento** per modificare la consistenza e quindi il supporto dei dispositivi di maggiori dimensioni.





POSIZIONAMENTI
Posizionamento in carrozzina

Body Map

Cuscino Body Map



Cuscino posturale che consente un'ottima distribuzione dei carichi grazie alla possibilità di adattarsi al bacino dell'utente. Permette di creare molteplici soluzioni posturali grazie alla sua modularità per contrastare le maggiori viziature posturali (retroversione, asimmetria, rotazione).

Codice articolo	A	B
BODYA1 CUS	25 cm	30 cm
BODYA2 CUS	30 cm	30 cm
BODYA3 CUS	30 cm	35 cm
BODYA4 CUS	35 cm	40 cm
BODYA5 CUS	40 cm	45 cm
BODYA6 CUS	45 cm	45 cm
BODYA7 CUS	50 cm	50 cm



Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.015 Unità posturale per il bacino

*a discrezione del medico specialista

ACCESSORIO Cover con inserto in memory foam



Codice articolo	Codice articolo
BOVISMCOV A1	BOVISMCOV A5
BOVISMCOV A2	BOVISMCOV A6
BOVISMCOV A3	BOVISMCOV A7
BOVISMCOV A4	

Supporto per il tronco Body Map




Il supporto per il tronco consente la creazione di molteplici soluzioni grazie alla sua modularità per favorire il mantenimento di una corretta postura. Disponibile in diverse misure.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.018 Unità posturale tronco bacino su calco (in abbinamento con un cuscino)

*a discrezione del medico specialista

ACCESSORIO Cover con inserto in memory foam



Codice articolo	A	B
BODY B1 SC	40 cm	30 cm
BODY B2 SC	50 cm	40 cm
BODY B3 SC	60 cm	50 cm
BODY B4 SC	70 cm	60 cm

Codice articolo
BOVISMCOV B1
BOVISMCOV B2
BOVISMCOV B3
BOVISMCOV B4




Cuscino sagomato Body Map

Schienale sagomato Body Map



Questo cuscino posturale, oltre ad adattarsi al bacino dell'utente per un'ottima distribuzione dei carichi, è dotato di uno speciale design. La seduta è infatti sagomata: comprende un cuneo divaricatore e contenimenti laterali, utili a soddisfare determinate esigenze posturali.



Questo schienale oltre alla caratteristica della modularità, è dotato di uno speciale design. Il Body Map ha una forma sagomata con contenimenti laterali per correggere alcuni vizi posturali.

Codice articolo	A	A1	B	C	T
BODYCUSAG 1	38 cm	30 cm	24 cm	6 cm	5 cm
BODYCUSAG 2	40 cm	30 cm	37 cm	7 cm	5 cm
BODYCUSAG 3	40 cm	31 cm	39 cm	8 cm	5 cm
BODYCUSAG 4	45 cm	36 cm	42 cm	8 cm	5 cm
BODYCUSAG 5	50 cm	43 cm	45 cm	10 cm	5 cm

Codice articolo	A	A1	B	B1	B2	D	T
BODYSCHSAG 1	36 cm	28 cm	54 cm	23 cm	22 cm	18 cm	4 cm
BODYSCHSAG 2	40 cm	32 cm	61 cm	23 cm	30 cm	20 cm	5 cm
BODYSCHSAG 3	46 cm	38 cm	70 cm	31 cm	30 cm	20 cm	7 cm
BODYSCHSAG 4	50 cm	42 cm	80 cm	38 cm	32 cm	20 cm	8 cm
BODYSCHSAG 5	58 cm	48 cm	90 cm	46 cm	32 cm	21 cm	9 cm
BODYSCHSAG 6	64 cm	50 cm	95 cm	47 cm	40 cm	24 cm	9 cm




POSIZIONAMENTI
Posizionamento in carrozzina

Body Map



Sistema posturale completo Body Map



Sistema posturale completo che consente di adattarsi al tronco e bacino dell'utente mantenendo le stesse peculiarità funzionali del cuscino. Aggiunge la possibilità di accogliere e contenere atteggiamenti del tronco quali gibbi, concavità, scoliosi o cifosi molto accentuate.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.021 Unità posturale per il tronco-bacino

*a discrezione del medico specialista


Codice articolo	A	A1	B	B1	B2	B3	D
BODYAC1 SPC	36 cm	28 cm	90 cm	34 cm	27 cm	28 cm	19 cm
BODYAC2 SPC	42 cm	32 cm	105 cm	36 cm	30 cm	40 cm	19 cm
BODYAC3 SPC	46 cm	36 cm	120 cm	43 cm	32 cm	41 cm	19 cm
BODYAC4 SPC	54 cm	42 cm	134 cm	50 cm	35 cm	47 cm	21 cm
BODYAC5 SPC	60 cm	48 cm	145 cm	59 cm	37 cm	49 cm	24 cm
BODYAC6 SPC	66 cm	52 cm	154 cm	61 cm	40 cm	53 cm	24 cm

ACCESSORIO Cover con inserto in memory foam



Codice articolo	A	B	C	D
BOVISMCOV AC1	25 cm	90 cm	55 cm	27 cm
BOVISMCOV AC2	30 cm	105 cm	55 cm	30 cm
BOVISMCOV AC3	35 cm	120 cm	65 cm	32 cm
BOVISMCOV AC4	40 cm	135 cm	75 cm	35 cm
BOVISMCOV AC5	45 cm	145 cm	85 cm	37 cm
BOVISMCOV AC6	50 cm	155 cm	90 cm	40 cm


Materasso Body Map



Per pazienti con difetti posturali. In neoprene elastico e resistente all'acqua previene l'insorgenza di piaghe da decubito. Sfruttando la flessibilità del materasso e incrementando l'area di contatto del cuscino con il corpo, riduce la pressione esercitata. Modellandosi in base alla forma del corpo del paziente, permette di sostenere capo, tronco, fianchi, arti superiori e inferiori. Disponibile in diverse misure.

Codice articolo	A	B	T
BODYK1	40 cm	60 cm	10 cm
BODYK2+	70 cm	150 cm	20 cm
BODYK3	90 cm	200 cm	15 cm
BODYK4	120 cm	200 cm	15 cm

ACCESSORIO Cover traspirante in 3D



Codice articolo
BODYK1 COV3D
BODYK2 COV3D
BODYK3 COV3D
BODYK4 COV3D

La cover traspirante 3D è realizzata in tessuto elastico e resistente. La particolare composizione consente la circolazione dell'aria, fondamentale nella profilassi antidecubito. Composta da tessuti ecologici, la cover è facilmente rimovibile e lavabile ed offre un elevato comfort.