

### Cintura pelvica PELVI LOC

Cintura pelvica ottimale per sport quali basket, tennis o wheelchair hockey. Usata con profitto anche in sistemi di postura complessi per posizionare in maniera corretta il bacino. Lo speciale sistema di chiusura consente di mettere in tensione senza il minimo sforzo e grazie al sistema di sgancio rapido è possibile allentare e sganciare la cintura con la massima velocità. Disponibile in tre misure: Small, Medium, Large da scegliere in relazione alle dimensioni del bacino dell'utente.

*N.B. Data l'alta tensione che la cintura è in grado di provocare è indispensabile che l'utilizzo di Pelvi Loc su sistemi di postura complessi venga valutata da un tecnico ed un terapeuta.*



Codice articolo	Descrizione
ALL PEL S	Cintura pelvica PELVI LOC <b>Small</b> (bacino 20-32 cm)
ALL PEL M	Cintura pelvica PELVI LOC <b>Medium</b> (bacino 34-36 cm)
ALL PEL L	Cintura pelvica PELVI LOC <b>Large</b> (bacino 36-46 cm)

Riconducibili per omogeneità funzionale\* al seguente codice ISO:

18.09.39.163 *Cintura pelvica*

\*a discrezione del medico specialista

### Cintura addominale



↔ 155 cm  
↑↓ 3,7 cm

Cintura addominale con clip ad aggancio/sgancio in acciaio, fibbia in plastica con angoli smussati, stabilizza utenti in carrozzina.

La cintura è costituita da una trama di fili polimerici come le cinture di sicurezza auto ed è regolabile in lunghezza.

Codice articolo	Descrizione
RICNT 1	Cintura addominale

### Cintura addominale semplice



↔ supporto 47 cm  
↑↓ supporto 15,2 cm  
☑ max 40°

Cintura addominale da sedia o carrozzina, fissata posteriormente attraverso fibbia. **Regolabile in lunghezza** in base alle dimensioni dell'utente, ha funzioni di contenimento ed antiscivolamento.

Codice articolo	Descrizione	min-max
ALLM PGAD M	Cintura addominale semplice misura <b>M</b> attacco con fibbia	90-165 cm
ALLM PGAD L	Cintura addominale semplice misura <b>L</b> attacco con fibbia	115-200 cm

### Cintura addominale/perineale con chiusura in velcro



☑ max 40°

La cintura addominale/perineale regolabile realizzata per stabilizzare la seduta di utenti affetti da debolezza e scarso equilibrio consentendo allo stesso tempo libertà di movimento al busto e alla parte superiore del corpo. La fascia perineale infatti sostiene l'utente evitandone la caduta.

Codice articolo	Descrizione	min-max
ALLM PGADPER M	Cintura addominale/perineale con velcro misura <b>M</b>	90-165 cm
ALLM PGADPER L	Cintura addominale/perineale con velcro misura <b>L</b>	115-200 cm

### Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie



↔ 45 cm  
↗ 130 cm  
☑ max 40°

Agevola il corretto posizionamento e il mantenimento della postura grazie alle bande rosse ad elevato grip sulla superficie interna che limitano lo scivolamento in avanti ed il disallineamento dei segmenti corporei. Permette la movimentazione in un'unica direzione. Le cinghie consentono la presa dell'assistente e di allacciare il telo alla carrozzina o ad una sedia.

Codice articolo	Descrizione
TR ONEWAY130X45	Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie 45x130 cm

### Imbottiture protettive

Imbottiture realizzate in gomma piuma rivestita da una cover morbida in velcro femmina: proteggono dalle lesioni il corpo e gli arti degli utenti dai tubi di una carrozzina o di un passeggino. Realizzate in due differenti misure. Il fissaggio è semplice ed immediato: le imbottiture sono fornite in coppia e con una fascetta in velcro maschio ritagliabile della lunghezza di 60 cm ed alta 2,5 cm.



↔ 10 cm  
↑↓ 20 cm  
fascetta  
↔ 60 cm  
↑↓ fascetta  
2,5 cm  
2 pz  
fascetta

Codice articolo	Descrizione
ALLIMBOTT MIN	Coppia di imbottiture protettive 10x20 cm e fascetta da 60 cm



↔ 20 cm  
↑↓ 30 cm  
fascetta  
↔ 60 cm  
↑↓ fascetta  
2,5 cm  
2 pz  
fascetta

Codice articolo	Descrizione
ALLIMBOTT GRA	Coppia di imbottiture protettive 20x30 cm e fascetta da 60 cm