

Dispositivi di sollevamento ad aria MANGAR

Questa gamma è la più diffusa al mondo per il sollevamento dei pazienti caduti a terra, sia in ambienti interni che esterni. I cuscini permettono di:

- sgravare l'assistente dagli sforzi e dai possibili problemi muscoloscheletrici derivanti da queste operazioni (in accordo con le linee guida europee per la movimentazione dei carichi)
- operare con un numero minore di caregiver
- avere un miglior comfort da parte dei soggetti soccorsi grazie alla maggiore professionalità e comodità dell'alzata.

Realizzati in materiale antiscivolo ed ultrasensibile Riverseal®; questi ausili garantiscono una qualità di assistenza elevata.


Disponibili in due versioni: **ALCE** e **CAMMELLO**.

Grazie alle dimensioni ridotte ed alla pratica chiusura sono facilmente trasportabili, riposti in poco spazio, non richiedono manutenzione. L'ambito di utilizzo è vario ed abbraccia il primo soccorso, strutture per anziani ed ospedali. Possono essere usati anche in esterno, su terreni sconnessi, umidi e bagnati.



Cuscino di sollevamento messa in piedi ALCE

- ↔ (A) 57 cm
- ↗ (B) 50 cm
- ↑ (C) 0 - 56 cm (min - max)
- 📦 3,6 kg
- ⚖️ max 450 kg



Le dimensioni contenute del cuscino ne consentono l'utilizzo anche in spazi ristretti, come ad esempio in bagno o in cucina.

La messa in funzione dell'ausilio può essere effettuata da un singolo assistente, adeguatamente formato, oppure da due assistenti (uno per aiutare l'equilibrio, uno per il gonfiaggio con il telecomando). Soluzione versatile per svariati usi, è la più utilizzata dagli operatori di primo soccorso.



Codice articolo	Descrizione
TR CUSCALCE	Cuscino di sollevamento messa in piedi ALCE




Poltroncina di sollevamento messa in piedi CAMMELLO

Dotato di schienale, consente anche in presenza di un singolo assistente il sollevamento di utenti. Grazie alle dimensioni e dall'ampio supporto permette di rimettere in piedi anche soggetti bariatrici. Solitamente è utilizzato da un singolo operatore e non richiede la presenza di più caregiver: lo schienale consente all'assistito di ritrovare l'equilibrio facilitando la messa in piedi.



- ↔ (A) 70 cm
- ↗ (B) 112 cm
- ↑ (C) 0 - 56 cm (min - max)
- 📦 6,5 kg
- ⚖️ max 320 kg



Codice articolo	Descrizione
TR POLTRCamm	Poltroncina di sollevamento messa in piedi CAMMELLO

Set di immobilizzazione SALVAFast

- ↗ 172 cm
- ↔ 45 cm
- 🕒 reg. mani 15-30 cm
- 🕒 reg. piedi 20-40 cm
- 📦 max 254 kg



SALVAFast è un sistema monoblocco composto da cintura toracica, cinture per polsi e caviglie che consente di immobilizzare e trasportare sulla barella pazienti alterati, violenti o disorientati adattandosi perfettamente alle esigenze di soccorso. L'immobilizzazione dell'utente risulta molto veloce grazie al sistema a cinture a doppio Velcro® e permette di passare il paziente tra due barelle oppure da barella a letto mantenendo l'immobilizzazione. Il sistema di immobilizzazione è leggero; quando non utilizzato genera poco ingombro, infatti è possibile ripiegarlo all'interno della borsa fornita con il set, dalle ridotte dimensioni. Realizzato in materiale impermeabile che consente un rapido lavaggio ed igienizzazione ed evita l'assorbimento di liquidi biologici oppure organici.

Codice articolo	Descrizione
TR SALVAFast	Set di immobilizzazione SALVAFast

